

PRAVILNA NAMESTITEV ZAŠČITNE MASKE ZA ENKRATNO UPORABO

1.



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali pa si jih razkužimo z razkužilom.

2.



Masko obmemo tako, da bo vgrajena kovinska žička na zgornji strani. Pri barvni maski pazimo, da je bela stran obrnjena navznoter.

3.



Ko smo zanke zatakneli za ušesa, vgrajeno kovinsko žico pritisnemo ob nos tako, da se maska tesno prilega obrazu.

4.



Masko držimo na nosu, nato pa spodnji del maske potegnemo čez brado.

5.



Masko smo pravilno namestili na obraz.

Maska je namenjena ENKRATNI uporabi. ZAMENJATI jo je potrebno po DVEH URAH oziroma POGOSTEJE, če je VLAŽNA.

Ko je nameščena, mora pokrivati USTA, NOS in BRADO.


PRAVILNA ODSTRANITEV ZAŠČITNE MASKE

1.



Najprej si dobro umijemo roke z milom in vodo ali pa si jih razkužimo z razkužilom.

2.



Pazimo, da masko primemo samo za ušesne zanke, saj se sicer lahko okužimo.

3.



Masko vstavimo v plastično vrečko, ki jo zavozlamo oz. zapremo z elastiko in jo na varnem mestu hranimo 72 ur.

4.



Vrečko z masko po pretečenih 72 urah, odvržemo v koš z odpadki.

5.



Ponovno si umijemo oziroma razkužimo roke z razkužilom.

6.



Masko smo varno odstranili z obraza.